








รหัสสินค้า	รายละเอียด
P026-11	Lab Stand Plate ขนาด 150 x 220 mm. , โลหะพ่นสี
P026-21-750	เสา Lab Stand D12 xH750 mm. ,สแตนเลส ,ปลายทำเกลียวต่อกับ P026-11 ,พร้อมน็อตและแหวนรอง
P026-31-750	ราวอเนกประสงค์ D12 xL750 mm. ,สแตนเลส
P026-31-1000	ราวอเนกประสงค์ D12 xL1000 mm. ,สแตนเลส
P026-41R	Cross Clamp 12x12 ,สำหรับจับยึดเพลลา 12 มม. ,มือบิดสีแดง (สำหรับงานปรับระดับง่ายและรวดเร็ว)
P026-42	Cross Clamp 12x12 ,สำหรับจับยึดเพลลา 12 มม. ,ขันยึดด้วยสกรู (สำหรับงานรับน้ำหนักสูง ,ใช้ประแจหกเหลี่ยมขันยึด)



Unit : mm.



Lab Stand + Water Bath ยี่ห้อ MLAB

ชุดอุปกรณ์ประกอบ Lab Stand แบบ 2 ราว ใช้คู่กับ Water bath ยี่ห้อ **MLAB รุ่น 15L**

- 1) P026-11 (Lab Stand plate) x 2 ชิ้น
- 2) P026-21-750 (เสาสูง 750 มม.) x 2 ชิ้น
- 3) P026-31-750 (ราว ยาว 750 มม.) x 2 ชิ้น
- 4) P026-41R (Cross Clamp 12x12) x 4 ชิ้น


ชุดอุปกรณ์ประกอบ Lab Stand แบบ 2 ราว ใช้คู่กับ Water bath ยี่ห้อ **MLAB รุ่น 30L**

- 1) P026-11 (Lab Stand plate) x 2 ชิ้น
- 2) P026-21-750 (เสาสูง 750 มม.) x 2 ชิ้น
- 3) P026-31-1000 (ราว ยาว 1000 มม.) x 2 ชิ้น

หมายเหตุ

- 1) Cross Clamp สามารถเปลี่ยนเป็นแบบขันสกรู (P026-42) เมื่อต้องรับน้ำหนักมาก ป้องกันราวหมุน

Unit : mm.



Lab Stand + Water Bath ยี่ห้อ Memmert

ชุดอุปกรณ์ประกอบ Lab Stand แบบ 2 ราว ใช้คู่กับ Water bath ยี่ห้อ **Memmert รุ่น 14 หรือ 22 L**

- 1) P026-11 (Lab Stand plate) x 2 ชิ้น
- 2) P026-21-750 (เสาสูง 750 มม.) x 2 ชิ้น
- 3) P026-31-750 (ราว ยาว 750 มม.) x 2 ชิ้น
- 4) P026-41R (Cross Clamp 12x12) x 4 ชิ้น

ชุดอุปกรณ์ประกอบ Lab Stand แบบ 2 ราว ใช้คู่กับ Water bath ยี่ห้อ **Memmert รุ่น 29 หรือ 45 L**

- 1) P026-11 (Lab Stand plate) x 2 ชิ้น
- 2) P026-21-750 (เสาสูง 750 มม.) x 2 ชิ้น
- 3) P026-31-1000 (ราว ยาว 1000 มม.) x 2 ชิ้น

หมายเหตุ

- 1) Cross Clamp สามารถเปลี่ยนเป็นแบบขันสกรู (P026-42) เมื่อต้องรับน้ำหนักมาก ป้องกันราวหมุน

