

Classic Laboratory Heater & Flask Heater

Flat base & Round base



Laboratory Heater : เตาให้ความร้อนสำหรับขั้นตอนการทดสอบในห้องปฏิบัติการ มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบ Heater ฐานแบน และ Heater ทรงกลมก้นหอยสำหรับ Round bottom flask (สำหรับเตากันแบน จะไม่มีปลอกกันความร้อน)

- โครงสร้างทำจากสแตนเลสสตีล เกรด 304
- ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ ปุ่มปรับ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจ่ายไฟฟ้าแบบปราศจากหน้าสัมผัส

คุณลักษณะเครื่อง

รุ่น	LBH-F116	LBH-R116
รูปทรง Heater	ฐานแบน (Flat Base)	Heater ก้นหอย (Round base)
ลักษณะภาชนะในการใช้งาน	Flat bottom type	Round bottom type
ขนาด Heater	Ø = 100 mm.	ใช้สำหรับ Round bottom flask 250 to 500 ml
Max. Temperature (@ผิว Heater) [°c]	350	600
จำนวน Heater	6	6
วัสดุโครงสร้าง	สแตนเลส เกรด 304	สแตนเลส เกรด 304
ขนาด (กxลxส) [mm]	900 x 250 x ~150	900 x 250 x ~170
ขนาด (กxลxส) [mm] รวมเส้า	900 x 250 x 620	900 x 250 x 620
Power Supply	220 VAC ,50Hz ,2100 Watt	220 VAC ,50Hz ,2700 Watt
อุปกรณ์มาตรฐาน เมื่อสั่งซื้อ	ตัวเครื่อง ,คู่มือการใช้งาน	ตัวเครื่อง ,ปลอกกันความร้อน x6 ,คู่มือการใช้งาน
อุปกรณ์เลือกซื้อเพิ่มเติม ตามการใช้งาน	Adaptor สำหรับวาง Round bottom flask 250 ml , Adaptor สำหรับวาง Round bottom flask 500 ml , เส้า ,Boss head , Clamp	เส้า , Boss head , Clamp



