



Propeller stirrer, 4-bladed cross paddle

P338-A02

ใบพัดสี่แฉก

- สแตนเลส เกรด 304
- ความหนา 1.5 มิลลิเมตร



หน่วย : มิลลิเมตร

Part No.	รัศมี (D)	รูยัด (d)	มุมบิดใบพัด	แกนที่ใช้ต่อใบพัด
P338-A02-40x6-R	40	6	R / 30°	6 มม. (M6)
P338-A02-40x6-L	40	6	L / 45°	6 มม. (M6)
P338-A02-40x8-R	40	8	R / 30°	8 มม. (M8)
P338-A02-40x8-L	40	8	L / 45°	8 มม. (M8)
P338-A02-50x6-R	50	6	R / 30°	6 มม. (M6)
P338-A02-50x6-L	50	6	L / 45°	6 มม. (M6)
P338-A02-50x8-R	50	8	R / 30°	8 มม. (M8)
P338-A02-50x8-L	50	8	L / 45°	8 มม. (M8)
P338-A02-60x8-R	60	8	R / 30°	8 มม. (M8)
P338-A02-60x8-L	60	8	L / 45°	8 มม. (M8)
P338-A02-70x8-R	70	8	R / 30°	8 มม. (M8)
P338-A02-70x8-L	70	8	L / 45°	8 มม. (M8)
P338-A02-80x8-R	80	8	R / 30°	8 มม. (M8)
P338-A02-80x8-L	80	8	L / 45°	8 มม. (M8)
P338-A02-100x8-R	100	8	R / 30°	8 มม. (M8)
P338-A02-100x8-L	100	8	L / 45°	8 มม. (M8)

BR-P338-A02-E01R01 P1/1

