



Turbine stirrer, 3-bladed with guard

P338-A03

ใบพัดแบบก้านหัน

- มีการดป้องกันปลายใบพัดตีภาชนะ
- สแตนเลส เกรด 304
- ใบพัดหนา 1.5 มิลลิเมตร
- ก้านหนา 2.0 มิลลิเมตร



หน่วย : มิลลิเมตร

Part No.	รัศมี (D)	รูยัด (d)	มุมบิดใบพัด	แกนที่ใช้ต่อใบพัด
P338-A03-50x6-R	51	6	R	6 มม. (M6)

BR-P338-A03-E01R01 P1/1

