


P338-A07

แกนกวนใบพัดสวิงโบโค้ง

- สแตนเลส เกรด 304
- สำหรับกวนในภาชนะปากแคบก้นกลม



หน่วย : มิลลิเมตร

Part No.	ความกว้าง (W)	ความยาว (L)	แกนหมุน (D)
P338-A07-55	55	300	7
P338-A07-75	75	350	7
P338-A07-95	95	400	7
P338-A07-115	115	500	7
P338-A07-135	135	580	10
P338-A07-155	155	600	10